



LONGLIFE *hospital*



Dispersione resistente ai disinfettanti

Composizione:

LONGLIFE *hospital* contiene: <5% tensioattivi non ionici, polimeri, cere, plastificanti, profumi, conservanti, phenoxyethanol, benzyl salicylate.
pH: ca. 9

Proprietà:

LONGLIFE *hospital* è una dispersione resistente alle sostanze usate per la disinfezione e quindi indicata per aree con particolari esigenze igieniche. Se usato correttamente, crea uno strato protettivo duro e molto resistente, anche all'acqua e ai detergenti. Nelle aree in cui si usano dispenser non sempre è possibile evitare del tutto il gocciolamento a terra di sostanze disinfettanti, contenenti alcool. Tuttavia, grazie all'ottima resistenza all'alcool, LONGLIFE *hospital* ripresenta, dopo l'evaporazione di questi prodotti, le sue ottime proprietà originali. Lo strato protettivo si applica facilmente e velocemente e presenta, anche su pavimenti molto assorbenti, un eccellente potere riempitivo. LONGLIFE *hospital* protegge il pavimento da forti sollecitazioni meccaniche e contribuisce a mantenerne l'effetto originario, specialmente per le pavimentazioni nelle strutture sanitarie esposte a forti sollecitazioni come per esempio il passaggio continuo di letti, carrelli, apparecchiature, ecc. I componenti di manutenzione di LONGLIFE *hospital* garantiscono una elevata sicurezza di calpestio: i componenti protettivi contenuti garantiscono infatti un'eccellente resistenza allo scivolamento delle pavimentazioni secondo le norme DIN 51131. LONGLIFE *hospital* è ideale per essere usato in combinazione con i disinfettanti APESIN e tiene conto delle esigenze igieniche presenti in cliniche, case di riposo e di cura per anziani, ambulatori medici, ecc.

Area di applicazione:

LONGLIFE *hospital* è eccellente per la manutenzione di tutti i pavimenti resistenti all'acqua nelle strutture sanitarie, come ad esempio ospedali, ambulatori medici, case di cura e riposo per anziani, ecc. Non utilizzare su pavimenti in elastomero e di legno non vetrificato.

Modo d'uso:


Protezione: applicare LONGLIFE *hospital* sul pavimento asciutto e accuratamente pulito con un panno di rivestimento adeguato, applicando uno strato sottile e uniforme.

Sui pavimenti porosi e fortemente assorbenti si consiglia di effettuare 2-3 applicazioni. Quantità necessaria per ogni applicazione: circa 1,5-2,5L/100 mq. Si raccomanda di attendere il tempo di asciugatura necessario prima della seconda o della terza applicazione.

Pulizia di manutenzione: per la pulizia di manutenzione e di disinfezione si può utilizzare Apesin AP 3 Plus con il metodo di pulizia ad umido, come indicato nelle relative istruzioni di dosaggio. Per la pulizia di manutenzione manuale senza disinfezione utilizzare SR 13 (1%), CLEAN EXTREME (0,5%) o TAWIP (1%) a seconda del tipo di sporco con il metodo di pulizia ad umido o bagnato. Come detergente per la pulizia automatica (senza disinfezione) si consigliano INNOMAT o *green care* Floor Cleaner S (0,5-1%).

Ripristino delle aree a forte passaggio: in caso di forti sollecitazioni nelle aree ad elevato calpestio non si può evitare completamente che venga compromessa l'ottica dello strato protettivo. Per ripristinare singoli punti si può utilizzare LONGLIFE *hospital* diluito a 1:2. Questa soluzione si applica con il metodo di pulizia ad umido e poi si lascia asciugare.

Pulizia di fondo: se occorre eseguire una pulizia di fondo si può utilizzare, a seconda del tipo di pavimento, Linax Plus o Linax Extreme. Dopo aver pulito accuratamente il pavimento con acqua ed averlo lasciato asciugare completamente si può eseguire una nuova applicazione protettiva.



Protezione dell'ambiente:

Questo prodotto rispetta le normative di legge attualmente vigenti relative all'impatto ambientale e alla biodegradabilità delle materie prime contenute.

Prodotto ad uso professionale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. Teme il gelo.

Codice prodotto: 708954

10L

